

# 1.º congresso luso-brasileiro em esterilização

**11-12 junho 2015**
**Universidade de Lisboa | Portugal**

## programa *provisório*

**quinta-feira | 11 junho**

 8:00 *abertura do secretariado*

 9:00 **Sessão de Abertura do Congresso**

 10:00 **Normalização: fonte orientadora de ações nos serviços de esterilização**

 10:45 *coffee break*

 11:15 **Reprocessamento profissional de dispositivos médicos de uso único**

 12:00 **Limpeza e desinfeção: missão importante**

 13:00 *almoço*

 14:30 **Painel | Ação dos agentes de limpeza no reprocessamento de dispositivos médicos**
**Detergentes enzimáticos: mitos e verdades**
**Processos químicos na limpeza e desinfeção**

 16:00 *coffee break*

 16:30 **Máquinas ultrassónicas: como avaliar o seu desempenho**

 17:30 **A importância da lavagem mecânica e desinfeção térmica feita de modo eficiente no processo de esterilização de dispositivos médicos**

**sexta-feira | 12 junho**

 9:00 **Normas de projetos de centrais de esterilização na Europa**

 9:45 **Carga microbiana após a desinfeção térmica e armazenamento de dispositivos médicos em condições controladas**

 10:30 *coffee break*

 11:00 **Binómio inspeção manutenção de dispositivos médicos de uso múltiplo**

 11:45 **Recontaminação de dispositivos médicos na área de preparação após manuseamento**

 13:00 *almoço*

 14:30 **Controlo ambiental em serviços de esterilização**

 15:15 **Prazo de validade de esterilização de dispositivos médicos utilizados na prestação de cuidados de saúde - um estudo experimental**

 16:00 *coffee break*

 16:30 **Validação e manutenção de esterilizadores a vapor**

 17:15 **Esterilidade de dispositivos médicos: controlo externo de qualidade**

 18:00 *encerramento*


patrocinadores

 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS  
 Division of Cilag GmbH International a Johnson & Johnson company

**Miele**  
 PROFESSIONAL


**EUROCASMEDICA**  
 PRODUTOS HOSPITALARES, S.A.

**INTERSTER**
**Veisil**  
 A. MENDES DA SILVA, LDA

**Steelco**

parceiro de comunicação

**tecno hospital**

apoios

**SOBECC APIH**